

Hoja de datos técnicos

PROCEL FACYT L

Solución estabilizante y protectora para microorganismos utilizados en la inoculación.

1) Nombre: PROCEL FACYT L

Clasificación	Estabilizante líquido para bacterias
Aspecto	Líquido color marrón claro
Estado Físico	Líquido
pH	6,5-7
Dosis	1 vejiga para 1000kg de semillas
Almacenaje	Al resguardo de la luz, en lugar seco y fresco
Vida útil	2 años
Grado de peligrosidad	No es tóxico, ni peligroso para el usuario y el ambiente
Presentación	2 Vejigas de 1 litro

2) Funciones de PROCEL FACYT L

Provee a la bacteria de una fuente extra de nutriente para una mejor adaptación en suelo.

Tecnología osmoprotectora que estabiliza la membrana celular.

3) Aplicación

-Utilizar una vejiga de 1 litro de **PROCEL FACYT L** por cada 1000 kg de semillas de soja.

-Mezclar **PROCEL FACYT L** con el inoculante hasta homogeneizar muy bien. Aplicar a la semilla, dejar orear y sembrar dentro de los 20-25 días de inoculado.

-En caso de utilizar curesemillas agregarlo al final.

-Si utiliza la solución de micronutrientes **MOTIVADOR Co+Mo FACYT** mezclar primero el **PROCEL FACYT L** con el inoculante. Luego agregar la solución Co+Mo y por último el curasemillas. Sembrar dentro de los 7-10 días después de la inoculación.

Nota importante: La semilla tratada debe almacenarse en perfectas condiciones de humedad, aireación y temperatura (no más de 30°C), para evitar así una alta mortandad de bacterias. El cuidado de la semilla inoculada eleva el éxito de la producción.

- 4) Términos y Condiciones:** La empresa garantiza la calidad y aptitud del producto declarada en el marbete. La responsabilidad está limitada por el correcto uso del producto. Siempre consulte con su Ing. Agr. de confianza.